



Dynamic II Battery
Akkuabsaugpumpe

GERÄTEKATALOG



Akkuabsaugpumpe

Dynamic II Battery



Dynamic II Battery ist ein kompakter moderner Gerät für wirksames Absaugen, passend vor allem für Benützung für Homecare (Haushaltspflege) und bei Transporten. Die Kolbenpumpe garantiert hohe Absaugleistung (20 l/min) und verlangt keine Instandhaltung. Durch den Vakuumregulator bedienen Sie die Vakuumgröße im Bereich von 0 – 80 kPa. Dieser Wert ist auf dem Vakuummanometer monitoriert.

Die Absaugpumpe ist mit einer 0,5 oder 1 L Polycarbonat-Sammelbehälter (Flasche) ausgestattet und mit einem Mechanismus, das eine Übersaugung verhindert, und mit einem Absaugfilter MSF, der die Kontamination der Gegend verhindert.

- Hohe Absaugleistung
- Klein und leicht
- Einfache Bedienung
- Annehmbarer Preis
- LED Anzeiger des Gerät- und Akkuzustandes

Modell mit 1 L Sammelbehälter (Flasche), Bestell.-Nr. 11-1215

Dynamic II Battery

Modell mit 0,5 L Sammelbehälter (Flasche)

Bestell.-Nr. 11-1214

Modell mit 1 L Sammelbehälter (Flasche)

Bestell.-Nr. 11-1215

Zubehör für Absauggeräte Dynamic II Battery

Standard – universaler Akkuladegerät

Option – Ladekabel für Zigarettenzünder 12 V

Parametern

VMax. Vakuum

80 kPa (605 mmHg) ± 8 %

Abmessungen (H x B x L)

310 x 240 x 190 mm

Gewicht (ohne Ladegerät)

4,9 kg

Sammelbehälter (Flasche)

0,5 / 1 L

Spannung

12 V DC

Adapter

100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz

Absaugleistung

20 L/min

Doppelter Überfüllungsschutz (Übersaugung)

Mechanismus, das eine Überfüllung verhindert, Absaugfilter MSF

Betriebszeit für ein Laden

3,5 Stunden / - 75 kPa

Ladezeit

min. 4 Stunden Laden nach Erscheinen des LED Indikators LOW BAT

Absaugfilter MSF

Absaugfilter verhindert eine Kontamination der Legend. Den Filter ist nötig, wie die weitere Hilfsmitteln für einmaligen Gebrauch, nach 24 Stunden zu wechseln. Der Absaugfilter wird in den Eingang für die Verbindung des Absaugkreises auf der Maschine platziert.

Absaugfilter MSF (20 Stück/Verpackung)

Bestell.-Nr. 271-022-001



Absaugfilter MSF



CHEIRÓN a.s., Ulrychova 13, 162 00 Prag 6, Czech Republic
 Betriebswerk: Blatenská 27a, 326 00 Pilsen, Czech Republic
 Tel.: +420 377 590 433, Fax: +420 377 590 435
 E-mail: export@cheiron.eu

Technische Daten können geändert werden
 ohne vorgehenden Hinweis.

www.cheiron.eu