



# Elektrische Absaugpumpe

# Dynamic II



Modell mit 0,5 L Sammelbehälter (Flasche) – 11-1212

Kompakter moderner Gerät für wirksames Absaugen, passend vor allem für Benützung in Ordinationen, Sanatorium und für Homecare (Haushaltspflege). Die Kolbenpumpe garantiert hohe Absaugleistung (20 l/min) und verlangt keine Instandhaltung. Durch den Vakuumregulator bedienen Sie die Vakuumgröße im Bereich von 0 – 80 kPa. Dieser Wert ist auf dem Vakuummanometer monitoriert.

Die Absaugpumpe ist mit einer 0,5; 1 oder 2 L Polykarbonat-Sammelbehälter (Flasche) ausgestattet und mit einem Mechanismus, das eine Übersaugung verhindert, und mit einem Absaugfilter MSF, der die Kontaminierung der Gegend verhindert.

- **Inovatives Design**
- **Hohe Absaugleistung**
- **Klein und leicht**
- **Einfache Bedienung**
- **Annehmbarer Preis**



Modell mit 0,5 L Sammelbehälter (Flasche) – 11-1210

## Dynamic II

Modell mit 0,5 L Sammelbehälter (Flasche)

Bestell.-Nr. 11-1210

Modell mit 1 L Sammelbehälter (Flasche)

Bestell.-Nr. 11-1211

Modell mit 2 L Sammelbehälter (Flasche)

Bestell.-Nr. 11-1212

## Zubehör für Absauggeräte Dynamic II

Mobilständer Dynamic II

Bestell.-Nr. 510861

*Es ist nötig das bei der Bestellung aufzuführen. Eine spätere Installation ist nur bei dem Hersteller möglich.*

## Parametern

Max. Vakuum

80 kPa (605 mmHg)

Abmessungen (H x B x L)

310 x 240 x 190 mm

Gewicht

4,3 kg

Sammelbehälter (Flasche)

0,5 / 1 / 2 L

Spannung

230 V / 50 - 60 Hz

Absaugleistung

20 L/min (unterbrochenes Absaugen  
20 min Betrieb, 30 min Pause)

Doppelter Überfüllungsschutz

Mechanismus, das eine Überfüllung

(Übersaugung)

verhindert, Absaugfilter MSF

Garantiezeit

1 Jahr



## Absaugfilter MSF

Absaugfilter verhindert eine Kontaminierung der Leged. Den Filter ist nötig, wie die weitere Hilfsmitteln für einmaligen Gebrauch, nach 24 Stunden zu wechseln. Der Absaugfilter wird in den Eingang für die Verbindung des Absaugkreises auf der Maschine platziert.

Absaugfilter MSF (20 Stück/Verpackung)

Bestell.-Nr. 271-022-001



CHEIRÓN a.s., Ulrychova 13, 162 00 Prag, Czech Republic

Sucursal: Blatenská 27a, 326 00 Plzeň, Czech Republic

Tel.: +420 377 590 433, fax: +420 377 590 435

E-mail: export@cheiron.eu

[www.cheiron.eu](http://www.cheiron.eu)