

# cardiofax<sup>C</sup>

Elektrokardiograph  
ECG-1150

cardiofax - innovativ, universell und ausbaufähig



*Fighting Disease with Electronics*

 **NIHON KOHDEN**

# Einfache Bedienung und intelligente Analyse

## Kompakt und leicht: 1,5 kg\* und 50 mm hoch

Seine kompakte Form ermöglicht die Verwendung in allen Bereichen der Arztpraxis oder des Krankenhauses. Dieses leichte Gerät garantiert größtmögliche Mobilität.

\*Gewicht ohne Batterie und Registrierpapier

## Vollständige 12-Kanal EKG-Anzeige

Eine große hintergrundbeleuchtete 4,8" LCD-Anzeige stellt alle 12-Kanal-Ableitungen simultan dar. Zusätzlich zur einfacheren EKG-Auswertung hilft dies Registrierpapier zu sparen, indem die Aufzeichnungsqualität aller Ableitungen bereits vor dem Start des Ausdrucks überprüft werden kann.

## Zuverlässige 12-Kanal EKG-Analyse


Das ECG-1150 verwendet das Interpretations-Programm ECAPS12C von NIHON KOHDEN. Dieses Programm ermöglicht die simultane Aufzeichnung des 12-Kanal-EKGs und analysiert dieses anhand von etwa 200 Befunden und 5 Analyse-Ergebnissen.

## EKG Daten-Management-Software

Bis zu 40 EKG-Dateien können im internen Speicher abgelegt werden. Weitere 3.000 EKG-Dateien können auf einer SD-Karte gespeichert werden. Mit Hilfe dieser SD-Karte können die gespeicherten EKG-Dateien erneut wiedergegeben und ausgedruckt werden.


## Netz- und Batteriebetrieb

Eine wiederaufladbare und umweltfreundliche NiMH-Batterie ermöglicht die EKG-Untersuchung und -Aufzeichnung über einen Zeitraum von mehr als 120 Minuten.




## Druckbeispiele

### 12-Kanal-EKG (3 Kurven × 4 Gruppen) mit Analyse-Ergebnissen



### 1-kanalige Rhythmus-Ableitung



## Optionen

- Batterie
- Gerätewagen
- Kabelarm für Patientenkabel
- 63 mm Registrierpapier
- SD-Karte

Weitere Informationen zu Zubehör und Verbrauchsmaterialien finden Sie auch im separat erhältlichen technischen Datenblatt.



NIHON KOHDEN EUROPE GmbH  
Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach, Deutschland  
Telefon: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Telefax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99  
Internet: [www.nihonkohden.de](http://www.nihonkohden.de), E-Mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)