



Produktübersicht

Auszüge aus unserem Sortiment

Hochwertige Produkte für den professionellen Bereich



BEXAMED

Medizintechnik rettet Leben

BEXAMED GmbH ist ein modernes und innovatives Unternehmen, welches großen Wert auf Menschlichkeit und Fairness legt.

Patienten vertrauen unseren Kunden. Unsere Kunden vertrauen uns als Dienstleister und Lieferant von hochwertiger Medizintechnik.

Wir garantieren eine hohe Zufriedenheit und einen qualitativen Service.


Unsere fachkundigen Mitarbeiter sorgen deutschlandweit für eine spürbare Betreuung und unser großzügiges Warenlager garantiert eine schnelle Lieferung. Diese ist die Grundlage für eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

„Alles was wir tun, tun wir mit Leidenschaft.

Jeder Kunde bleibt bei uns ein Unikat und sein Anspruch auf eine individuelle Betreuung ist unsere Maxime. Menschenleben durch unsere Medizintechnik zu retten, ist unsere Motivation.“

(Herr Kamil Beranek)

Profitieren Sie von medizinischer Begeisterung, strategischem Denken, überzeugender Perfektion und Zuverlässigkeit.



ABSAUGPUMPEN

... für den professionellen Anwender



VICTORIA BASIC Portable Strong mit Eurorail

Profi Chirurgiesauger, ideal für Liposuction (Fettabsaugung) und für den OP-Alltag.

- Leistungstarker und wartungsfreier Motor
- Innovatives, modernes Design
- 5 Jahre Herstellergarantie auf den eingebauten Motor
- Geräuscharmer Absaugmotor für angenehmes Arbeiten
- Erweiterbare und modifizierbare Modelle
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Zuverlässige Technik, leichte Bedienbarkeit und ein robustes, widerstandsfähiges Gehäuse

*Victoria BASIC 40/
Artikel Nr. M570003*

*Victoria BASIC 50/
Artikel Nr. M570004*



Mobiles Fahrgestell

- Fahrbares Untergestell
- Für Modell VICTORIA, auch für Endosuction
- Mit Euro-Norm Halterung 2 x 4 l Behälter

*Rollstand
Artikel Nr. M590009*



Artikel Nr. M570001

DYNAMIC II

- Kleine und leichte Absaugpumpe
- Innovatives, modernes Design
- Starke Saugleistung von 20 l/m
- Robustes Gehäuse



Artikel Nr. M570002

DYNAMIC II Battery

- Kleine und leichte Akku-Absaugpumpe
- Modernes Akkumanagement
- 12V Autoladegerät
- Batterieladezustandsanzeige
- Bis zu 3 Std. Dauerbetrieb



*MediEject-P DIN
Artikel Nr. M620029*

MediEject Absaugejektor

Der MediEject ist ein sehr geräuscharmes und wartungsfreies Sekretabsauggerät.

- Ergonomische EIN/AUS-Schalter
- Saugleistung bis - 800 mbar
- Kombistecker für O₂ oder Air Gassteckdose
- Kann an eine DIN-Schiene und mit einer Schnellkupplung direkt in den Ausgang einer Gasversorgung gesteckt werden



MediEject P

- Absaugejektor zum direkten Einstecken in Gassteckdosen
- Antriebsgas Air oder O₂
- Saugleistung stufenlos einstellbar Null bis minus 800 mbar

*MediEject
Artikel Nr. M620029*

MediEject

M620029	MediEject -P DIN
M620033	MediEject -R DIN
M620089	Schalldämpfer für MediEject
M620090	Manometer für MediEject
M620091	Drehknopf für MediEject
M620092	On-Off Ventilsatz
M620093	Manometerglas MediEject
M620094	Schlauchtülle mit Dichtung



*MediEvac 1000-P DIN
Artikel Nr. M620055*

MediEvac Vakuumregler

MediEvac ist ein kompakter und leichter Vakuumregler mit einem drehbaren und leicht ablesbaren Manometer.

- Mit Stecker oder Schienenklemme
- Ausgangsgewinde 1/2", Schlauchtülle separat erhältlich
- Saugleistung einstellbar bis -950 mbar
- Alternativ MediEvac 250 oder 600, einstellbar bis -250 oder -600 mbar

M620055	MediEvac 1000 -P DIN
M620053	MediEvac 600 -P DIN
M620028	MediEvac 250 -P DIN
M620032	MediEvac 1000 -R DIN
M620056	MediEvac 600 -R DIN
M620057	MediEvac 250 -R DIN

BESTENS AUSGESTATTET

... im Notfall zählt jede Sekunde



Nihon Kohden AED 2100

Dieser automatisierte externe Defibrillator ist ideal für den Einsatz im Notfall und kann auch von Laien einfach bedient werden.

- Automatisierter externe Defibrillator
- Mit Sprachanleitung (gemäß ILCOR-Empfehlungen)
- Ermöglicht die Defibrillation mit Hilfe einer energieärmeren, biphasischen Impulskurve
- Schnelle Defibrillation nach 8 Sekunden EKG-Analyse und Ladevorgang (200 J)
- Schutz vor eindringendem Wasser und Staub (nach internationalem IP55-Standard)
- Kann auch für Kinder unter 8 Jahren verwendet werden

*Nihon Kohden AED 2100
Artikel Nr. M140038*

cardiolife Defibrillator TEC-5500 Serie

Kompakt und höchste Performance

- Keine Wartezeit bei Defibrillation
- Leistungsstarker Batteriebetrieb
- Defibrillation, Kardioversion, EKG, Monitorüberwachung, Schreiber

Optionen:

- Externer Schrittmacher
- Airway Management mit CO₂ Hauptstrom-Methode und cap-ONE
- SpO₂ Monitoring
- ActiBiphasisch (konstante Impulsbreite)



*TEC-5500 Serie
Artikel Nr. M14003x
(je nach Option)*

cardiolife Defibrillator TEC-7700 Serie

In nur 3 Sekunden auf 200J laden

- Kurzes Einschwingverhalten
- Sichere Bedienung
- ActicBiphasic Technologie
- Benutzerfreundliches Design
- Integrierter Drucker
- Leistungsstarker Batteriebetrieb

Artikel Nr. M14005x (je nach Option)



*Cardiofax S EKG-1250
Artikel Nr. M140044*

Cardiofax S EKG-1250 Gerät

Das EKG-1250 bietet die Möglichkeit der erweiterten Aufzeichnung. Die helle hintergrundbeleuchtete Farb-LCD-Anzeige erleichtert das Ablesen der Daten. Zur Identifizierung der Patienten und einfachen Speicherung der Daten können die Patientennamen sowie eine Patientennummer mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur eingegeben werden.

- 3-6-Kanal EKG-Ausschrieb in Echtzeit
- 12-Kanal LCD-Farb-Display mit Herzfrequenz und Artefaktanzeige
- Vermessung und Interpretation Ruhe-EKG
- Manuelle oder automatische Aufzeichnung
- Thermokammschreiber 110 mm
- Analogausgang für Kontrollmonitor
- Integriertes SD-Laufwerk
- 2 USB-Schnittstellen
- Netz-/Akkubetrieb
- Papierlose Dokumentation mit der DMS-Software (optional)



*Cardiofax C EKG-1150
Artikel Nr. M140042*

Cardiofax C EKG-1150 Gerät

Das 3-Kanal-Gerät EKG-1150 hat eine LCD-Anzeige mit leistungsfähigem Interpretationsprogramm.

- 12-Kanal LCD-Display
- 3-Kanal EKG-Ausschrieb
- EKG-Vermessungs- Programm
- Netz-/Akkubetrieb
- Manuelle und automatische Aufzeichnung
- Thermokammschreiber 63 mm
- Tragetasche und Gerätewagen (optional)



*Cardiofax V ECG-150
Artikel Nr. M140080*

Cardiofax V ECG-1500 Serie

Leicht lesbare 12,1" TFT LCD-Anzeige mit schwenkbarem Touchscreen

- Anzeige und Ausdruck in gleicher Größe
- Komfortable Patientenüberwachung durch schwenkbares Display
- Großer 5-Minuten-Speicher
- Integrierter Schreiber
- Full-Disclosure Anzeige

SPIROMETRIE

... das richtige Spirometer für Ihren Bedarf



Spirolab III inkl. Mehrweg-Turbine
Diagnostisches Spirometer mit Pulsoximeter Option.
Inklusive Mehrweg-Turbine.

- Spirometer mit Speicherkapazität von 6000 Spirometrien
- Pulsoximeter mit 1.000 Std. SpO₂-Aufzeichnung
- Erhältlich mit Einweg oder Mehrweg-Turbinen Flussmeter (in diesem Lieferumfang ist die Mehrweg-Turbine enthalten)
- Aufzeichnung der besten 3 Tests
- Bis zu 8 Spirometrien auf einem Bildschirm
- Interner Temperatursensor zur BTPS-Konvertierung

Spirolab III
Artikel Nr. M110002
M110001 (mit Pulsoximeter)



MiniSpir inkl. Mehrweg-Turbine
Die ideale Lösung – ein Mini-Labor in einem einzigen Gerät.

- Direkte PC-Verbindung über USB-Buchse
- Ideale und einfache Lösung mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
- Keine Batterie erforderlich
- FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD
- Interner Temperatursensor zur automatischen BTPS-Umrechnung
- WinspiroPRO PC-Software

MiniSpir
Artikel Nr.
M110007 (mit Oxi)
M110008 (ohne Oxi)



MiniSpir
Artikel Nr. M110006

Spirobank G USB
Das bewährte Spirometer in völlig neuem Design mit aktuellster Spitzentechnologie - USB und Bluetooth®.

- Speicherkapazität bis zu 6000 Spirometrien
- Hochauflösender grafischer Bildschirm
- Schätzung des Lungenalters
- WinspiroPRO PC Software



Zubehör für Spirometrie
z.B. Plastikmundstücke und FlowMir Einweg-Turbinen

PULSOXIMETER

... jetzt können Sie den Puls nicht nur fühlen



BX 350N
Artikel Nr. M155033

BX 350N Pulsoximeter mit Nellcor OxiMax Technologie
Pulsoximeter mit modernster OxiMax Technologie ist gut geeignet für kritische Patienten und Kleinkinder.

- DS-100A Nellcor OxiMax
- Alarmgrenzen und Pitch Ton
- Maße: 158x70x30 mm / Gewicht: 210g (inkl. Batterien)
- Temperaturmessung (inkl. Fühler)



PC-60C PRO
Artikel Nr. M900012

PC-60C PRO Fingerpulsoximeter

Das Fingerpulsoximeter kann zum Messen der Sauerstoffsättigung (SpO₂), Pulsfrequenz und des Perfusionsindex (PI) benutzt werden.

- Farb-OLED Display mit variierbarem Anzeigemodus
- Ein-/Ausschaltbarer Pulston
- Perfusionsindex-Anzeige möglich
- Frei einstellbare Alarmgrenzen



PC-60E
Artikel Nr. M900004

PC-60E Fingerpulsoximeter

Das Gerät für Kleinkinder und Erwachsene für den professionellen Einsatz

- Display passt sich automatisch der Ansichtsperspektive an
- Automatische EIN-/AUS-Schaltfunktion
- Voreingestellte Alarmgrenzen



Optional auswählbarer Sensor:

Softsensor, Fingerclipsensor, Wrapsensor



MirOxi Pulsoximeter
Artikel Nr. M110010

MirOxi Pulsoximeter für Schlafüberwachung

MIR Oxi errechnet alle in relevanter Fachliteratur erwähnten Parameter, sowie sämtliche wesentliche "spezifische" statistische Werte je nach Art des Tests.

- Mehr als nur SpO₂-und Pulsfrequenzaufzeichnung
- 4 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Bis zu 1000 Std. Aufzeichnungsdauer
- Grafikbildschirm mit benutzerfreundlichen Symbolen



OLV-2700
Artikel Nr. M140099

Oxypal (OLV-2700)

- Einzigartiger SpO₂-Sensor, BluPRO®
- Kompakt und leicht
- Stabile Messung
- Große numerische Anzeige



OLV-3100
Artikel Nr. M140100

Oxypal Neo (OLV-3100)

- PQI-Algorithmus für eine stabile SpO₂-Überwachung
- Trenddiagramm und Speicher
- Duale SpO₂-Messung
- Optionaler Transmitter zur Datenübertragung

PATIENTENMONITORE

... flexible Patientenversorgung



PVM-2701 NIHON KOHDEN Monitor
Benutzerfreundliche Bedienung und einzigartige Technologie mit Touchscreen.

- 10,4" TFT LCD Farbbildschirm, Touchscreen und Darstellung von 4 Kurven und 5 Parametern
- 120 Std. Speicherung der numerischen und graphischen Trenddaten
- 120 Std. Full Disclosure einer EKG Kurve
- Umfassende Arrhythmie-Analyse
- Wiedergabe der gespeicherten Arrhythmieereignisse
- PWTT (Pulse Wave Transit Time), pulswellenlaufzeitabhängige Auslösung einer NIBP-Messung

PVM 2701

Artikel Nr. M140001

M140023 (mit Drucker)



WEP-5204, WEP-5208

Artikel Nr. MXXX

Telemetrie Zentralstation WEP-5204, WEP-5208

Der Telemetrie Zentralmonitor WEP-5204/WEP-5208 von NIHON KOHDEN bietet eine effektive und flexible Patientenüberwachung. Jeder Patientenmonitor der Life Scope Serie (Ausnahme: BSM-9100) kann mit einem Telemetrie-Sender ausgerüstet und somit am Telemetrie Zentralmonitor überwacht werden.

Mit verschiedenen Transmittern können die Patienten mobil überwacht werden. Folgende Parameter lassen sich mit auf dem Telemetrie Zentralmonitor darstellen: 1- und 2-Kanal-EKG, Respiration (Atmung), 2-kanalige Temperatur, SpO₂, NIBP und 3-kanaligen IBD.


Über einen Netzwerkanschluss kann die Telemetrie Zentrale einfach in das Life Scope Netzwerk integriert werden. Diese Integration ermöglicht die gleichzeitige Überwachung der Telemetrieanlage an der Zentralstation CNS-9701.



*Life Scope i 8,4" Multi-Gas
Artikel Nr. M140006 (mit SRuf)
M140025 (Multi-Gas-Box)*

Life Scope i 8,4" Multi-Gas
Patientenmonitor, EKG, Resp, SpO₂, NIBP, Temp, SRuf
 Patientenmonitor zur Überwachung von EKG, Puls, Respiration, SpO₂, NIBP, Temperatur. Mit dem Multiparametereingang können NIBP, CO₂ (Hauptstrom Methode) oder Respiration mit der Temperatur-Methode (Thermistor) gemessen werden. Externe Geräte, wie die Multigaseinheit AG-920RK zur Messung der Anästhesiegase oder die CO₂-Einheit AG-400RK (Seitenstrom-Methode), können an den Life Scope i angeschlossen werden.

- 8,4" TFT LCD Farbbildschirm, Touchscreen und Darstellung von 5 Kurven und 7 Parametern
- OCRG-Anzeige (Oxygen-Cardio-Respirogramm)
- Umfassende Arrhythmie-Analyse
- PWTT (Pulse Wave Transit Time), pulswellenlaufzeit-abhängige Auslösung einer NIBP-Messung
- Interbedfunktion (8 Betten)
- Schwesternrufanschlussmöglichkeit (Kabel optional)
- **Inklusive** NIHON KOHDEN Multi-Gas Einheit zur automatischen Messung von bis zu fünf verschiedenen Anästhesiegasen (Halothan, Isofluran, Enfluran, Sevofluran, Desfluran). Zeitgleiche Anzeige der inspiratorischen und expiratorischen Gasanteile von zwei verschiedenen Anästhesiegasen.



BLUTDRUCKMESSGERÄTE

... alles für Ihr Wohlbefinden



MIT Elite Plus Oberarm Blutdruckmessgerät OMRON

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät mit einem attraktiven Design.

- PC-Schnittstelle über USB-Kabel
- 90 Speicherplätze mit Datum und Uhrzeit
- Mittelwertanzeige der letzten 3 Messwerte zur besseren Blutdruckkontrolle
- Beleuchtetes Display
- Medium Manschette von 22-32 cm Armumfang
- Unregelmäßige Pulsschläge werden im Display angezeigt
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung und großes Display
- Inkl. USB-Kabel und CD-ROM Software

*MIT Elite Plus
Artikel Nr. M144004*

BOSO-K1 und BOSO-K2 Blutdruckmessgerät Ø 60 mm mit Klettmanchette

Shock protected manometer: sicherer Schutz vor äußeren Krafteinwirkungen

- Manometer ist überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Messwerk ausgerüstet
- Das 1-Schlauch-System führt die Pumpstöße des Druckballes gleichzeitig zur Manschette und zum Manometer (mechanisch gedämpft)
- Optional mit Reißverschluss-Etui



*BOSO-K1
Artikel Nr.
D680011 ohne Etui
D680011s mit Etui (schwarz)*



*BOSO-K2
Artikel Nr.
D680010 ohne Etui
D680010s mit Etui (schwarz)
D680010g mit Etui (grau)*

ELEKTRODEN UND HF ZUBEHÖR

... vielseitiges Zubehör für Ihr Gerät



MD3
Artikel Nr. 61-150-001-003



Silikon-Neutralelektroden
Artikel Nr. 61-110-100-400

Hochwertiges Zubehör

Wir bieten Ihnen ein ausgewogenes Sortiment feinsten mikrochirurgischer Instrumente, monopolarer Schneide- und Koagulationselektroden für die Hochfrequenzchirurgie, monopolare und bipolare Pinzetten in Edelstahl und bipolare nichtklebende Argentinum-Non-Stick-Pinzetten in Silberlegierung an. Dieses umfasst:

- Pinzetten mit Rundgriff und Flachgriff
- Nadelhalter gerade und gebogen
- Scheren gerade und gebogen
- Nahtmaterial, Gefäßklemmen und Sterilisationskassetten
- Nadel-, Messer-, Lanzettel- und Kugelelektroden
- etc.

Alle unsere Produkte sind online bestellbar.
Besuchen Sie hierzu unseren umfangreichen Online-Shop.



Pinzetten monopolar und bipolar

Drei unterschiedliche Ausführungen: „gerade“, „abgewinkelt“ und „bajonett“. Längen von 70mm bis 300mm.



MicroPen
Artikel Nr.
61-100-201-xx

MicroPen

Der HF-Handgriff MicroPen® ist unser innovativer wiederverwendbarer Elektrodenhandgriff, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.

- Extrem lange Lebensdauer von mindestens 300 bzw. 600 Sterilisationszyklen bei einer Temperatur von 134°C.
- Besonders hoher Bedienkomfort

NOTFALLSORTIMENT

... Notfalltaschen und Notfallrucksäcke



BexaTec Notfallrucksack PRO Edition aus Planenmaterial

Material:

- Abwaschbares, strapazierfähiges Planenmaterial
- Schützt vor Nässe und Schmutz
- 5 Modultaschen mit Kletthalterung
- Reflektor-Warn-Dreieck

Maße: 43x27x18 cm (LxBxT)

Füllung: Siehe unter „Notfalltaschen“ oder in unserem Onlineshop unter www.medizintechnik24.com

RED leer: Artikel Nr. N190015
RED gefüllt: Artikel Nr. N190015 BosoSet

BLUE leer: Artikel Nr. N190047
BLUE gefüllt: Artikel Nr. N190047 BosoSet



BexaTec Notfallrucksack PRO Edition

Füllung siehe Onlineshop

RED leer: Artikel Nr. N190012
RED gefüllt: Artikel Nr. N190012 BosoSet
BLUE leer: Artikel Nr. N190043
BLUE gefüllt: Artikel Nr. N190043 BosoSet



BexaTEC Notfallrucksack Small

Füllung siehe Onlineshop

RED leer: Artikel Nr. N190041
RED gefüllt: Artikel Nr. N190041 BosoSet
BLUE leer: Artikel Nr. N190042
BLUE gefüllt: Artikel Nr. N190042 BosoSet



RED *leer:* *Artikel Nr. N190027*
RED *gefüllt:* *Artikel Nr. N190027 BosoSet*

BLUE *leer:* *Artikel Nr. N190048*
BLUE *gefüllt:* *Artikel Nr. N190048 BosoSet*

BexaTec Notfalltasche PRO Large Edition Plane

- BOSO K1 manuelles Blutdruckmessgerät
- Venenstauer blau
- Flachkopfstethoskop und Guedeltubus Gr. 0/1/2/3/4/5
- Digitales Fieberthermometer und Kleiderschere
- Diagnostikleuchte
- PVC Beatmungsbeutel 1700ml, Reservoirbeutel, O₂-Leitung
- Beatmungsmaske Gr. 2/3/4/5
- BOSTON Splint Schiene 91x11 cm
- Sterillium Händedesinfektion 100ml
- Erste-Hilfe Set komplett nach DIN 13164

Optional als Pakete lieferbar:

- Laerdal Stifneck Select Adult 4-fach und Pedi 3-fach verstellbar
- BOSO Blutdruckmessgerät K2
- Erste-Hilfe-Füllung DIN 14142

Material: • Aus abwaschbarem Planenmaterial
 • Schützt vor Nässe und Schmutz

Farbe: rot oder blau mit weißen Reflektorstreifen (Warn-Dreieck)

Maße: 44x34x30 cm (BxTxH) (ohne Seitentaschen gemessen)



BexaTEC Notfalltasche PRO Medium Edition

Füllung siehe Onlineshop

RED *leer:* *Artikel Nr. N190040*
RED *gefüllt:* *Artikel Nr. N190040 BosoSet*

BLUE *leer:* *Artikel Nr. N190045*
BLUE *gefüllt:* *Artikel Nr. N190045 BosoSet*



BexaTEC Notfalltasche PRO Large Edition

Füllung siehe Onlineshop

RED *leer:* *Artikel Nr. N190020*
RED *gefüllt:* *Artikel Nr. N190020 BosoSet*

BLUE *leer:* *Artikel Nr. N190046*
BLUE *gefüllt:* *Artikel Nr. N190046 BosoSet*

NOTFALLPRODUKTE

...für den Profi im Einsatz



PVC-Beatmungsbeutel

zum Einmalgebrauch

Erwachsene 1800ml

mit 40cm H₂O-Druckbegrenzer
oder ohne Druckbegrenzer

Artikel Nr. 85-10-100 (mit Druckbegr.)

Artikel Nr. 85-10-101 (ohne Druckbegr.)



Kinder 500ml

mit 40cm H₂O-Druckbegrenzer
oder ohne Druckbegrenzer

Artikel Nr. 85-10-200 (mit Druckbegr.)

Artikel Nr. 85-10-201 (ohne Druckbegr.)



Babies 250ml

mit 40cm H₂O-Druckbegrenzer
oder ohne Druckbegrenzer

Artikel Nr. 85-10-300 (mit Druckbegr.)

Artikel Nr. 85-10-301 (ohne Druckbegr.)

Silikon-Beatmungsbeutel

autoklavierbar bis 134°C

Erwachsene 2000ml, mit Halteschlaufe;
mit 40cm H₂O-Druckbegrenzer
oder ohne Druckbegrenzer

Artikel Nr. 82-10-100 (mit Druckbegr.)

Artikel Nr. 85-10-101 (ohne Druckbegr.)



Kinder 500ml mit Manometer;
mit 40cm H₂O-Druckbegrenzer
oder ohne Druckbegrenzer

Artikel Nr. 82-10-200 (mit Druckbegr.)

Artikel Nr. 82-10-201 (ohne Druckbegr.)



Babies 250ml mit Manometer;
mit 40cm H₂O-Druckbegrenzer
oder ohne Druckbegrenzer

Artikel Nr. 82-10-300 (mit Druckbegr.)

Artikel Nr. 82-10-301 (ohne Druckbegr.)



Masken, rund

Größe	Patient
0	Neugeborene Artikel Nr. 80-11-000
1	Babies Artikel Nr. 80-11-001
2	Kinder Artikel Nr. 80-11-002




Masken mit Plastikdom

Größe	Patient
3	Erwachsene klein Artikel Nr. 80-11-003
4	Erwachsene mittel Artikel Nr. 80-11-004
5	Erwachsene groß Artikel Nr. 80-11-005



Farbe	Bi-Maske		Farbe
	Größe	Patient	
gelb	3	Erwachsene klein Artikel Nr. 35-65-223	gelb
rot	4	Erwachsene mittel Artikel Nr. 35-65-224	rot
violett	5	Erwachsene groß Artikel Nr. 35-65-225	violett
	6	Erwachsene extra groß Artikel Nr. 35-65-226	blau



Handabsaugpumpe

Effektive und leistungsstarke Handabsaugpumpe für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich in Notfallsituationen.

Komplettes Set

mit Behälter für Erwachsene und Kinder, drei Absaugkathetern (klein, mittel, groß) und Katheter-Adapter (für trichterförmige Absaugkatheter)



- Leicht tragbar und schnell einsetzbar
- Einfache Bedienung und maximale Leistung
- Passt problemlos in gängige Notfalltaschen
- Behälter zum Einmalgebrauch für Erwachsene und Kinder
- Ventil verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten

Handabsaugpumpe
Artikel Nr. 30-55-500

Koniotomie Sets-Quicktrach

- Schneller und sicherer Luftweg bei Verletzung der oberen Atemwege
- Sterile Sets sind vormontiert und somit sofort einsetzbar
- Speziell geschliffene Nadelspitze macht eine vorherige Inzision mittels Skalpell unnötig und vermindert somit die Gefahr von Blutungen
- Stopper verhindert zu tiefes Einstechen und reduziert die Gefahr einer Perforation der Trachealhinterwand
- Halsband ermöglicht eine schnelle und sichere Fixierung
- Schnellstmöglicher Zugang zur Trachea durch einen Handgriff
- Dünnwandiger Cuff dichtet Trachea ab und ermöglicht effiziente Beatmung mit Aspirationsschutz



Quicktrach I

komplettes Set, steril

Patient	I.D.	
Babies	1,5mm	Artikel Nr. 30-04-015-1
Kinder	2,0mm	Artikel Nr. 30-04-002-1
Erwachsene	4,0mm	Artikel Nr. 30-04-004-1

VBM Quicktrach I
Artikel Nr. 30-04-015-1



Quicktrach II mit Cuff

komplettes Set, steril

Patient	I.D.	
Erwachsene	4,0mm	Artikel Nr. 30-10-004-1

VBM Quicktrach II
Artikel Nr. 30-10-004-1

Larynx-Tuben

Die Sicherung des Atemweges ist einer der zentralen Aspekte bei der Durchführung einer erfolgreichen Reanimation. In den aktuellen Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) wurde der Larynx-Tubus als ein weiteres Instrument zur Sicherung des Atemweges für die cardiopulmonale Reanimation aufgenommen.

Larynx-Tuben LT-D
Artikel Nr. 3/45/Set 32-02-209-1



Larynx-Tuben LT-D, zum Einmalgebrauch

einzel steril verpackt, Material: PVC
Einzel-Set, mit 1x LT-D, farbcodierter Spritze und Beißblock

Größe	Patient	Gewicht/Größe	Konnektor
2	Kinder	12 - 25 kg	grün
		Artikel Nr. 32-02-102-1	
2.5	Kinder	125 - 150 cm	orange
		Artikel Nr. 32-02-125-1	
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb
		Artikel Nr. 32-02-103-1	
4	Erwachsene	155 - 180 cm	rot
		Artikel Nr. 32-02-104-1	
5	Erwachsene	> 180 cm	violett
		Artikel Nr. 32-02-105-1	

ELEKTRISCHE BLUTSPERRGERÄTE

... für Netzanschluss 230, 110 oder 100 VAC



*Tourniquet 2x500 ELC
Artikel Nr. 11-12-550 ELC*

Tourniquet

Die analogen kalibrierten Präzisionsmanometer zeigen immer den tatsächlichen Manschettendruck an.

- Schnelle Be- und Entlüftung des Präzisionsdruckreglers (max. Druck 600mm Hg)
- Ablassknöpfe ermöglichen eine Entlüftung im manuellen Modus, kontrollieren Blutungen und lassen das Anästhetikum langsam nach I.V. Regional Anästhesie ablaufen
- Visueller und akustischer Alarm bei Undichtigkeit und Druckabweichung
- Farbcodierte Spiralschläuche mit Schnellverschlusskupplung sind direkt am Gerät befestigt
- Sehr robustes Stativ mit Korb ermöglicht den Transport von Patienten und bietet ausreichend Platz für Zubehör



Tourniquet 2500 ELC

mit einem Ausgang
• Blutleeres Feld

Artikel Nr. 15-12-500 ELC



Tourniquet 5000 ELC

mit Schalter für I.V. Regional Anästhesie und integriertem Druckinfusor

- Blutleeres Feld
- Automatische Blutentleerung

Artikel Nr. 19-12-550 ELC

BLUTSPERREMANSCHETTEN

... ideale Anpassung an extrem konische Gliedmaßen

Einfachmanschetten



Patient, Größe	Stoffmanschetten	Silikonmanschetten	Silikon/Klettmanschetten	Einwegmanschette	
	<ul style="list-style-type: none"> • Waschbar, wiederverwendbar • Fixierung mit Klettband • Blase- und Stoffhülle austauschbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoklavierbar bis 134°C • Fixierung mit Schnallenband • Einfach zu reinigen, schnell trocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoklavierbar bis 134°C • Fixierung mit Klettband • Einfach zu reinigen, schnell trocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • Einmalgebrauch, steril verpackt • Dünne, verschweißte Manschette • Vermindert Kontaminationsrisiko 	Schnellverschlusskupplung
Baby, 20cm	20-54-700		20-64-700	20-34-700SLZ-1	20-34-700LL-1
Kind, 30cm	20-54-710	20-94-710	20-64-710	20-34-710SLZ-1	20-34-710LL-1
Arm, 35cm	20-54-711	20-94-711	20-64-711	20-34-711SLZ-1	20-34-711LL-1
Arm, 46cm	20-54-712	20-94-712	20-64-712	20-34-712SLZ-1	20-34-712LL-1
Bein, 61cm	gerade 20-54-722	20-94-722	20-64-722	20-34-722SLZ-1 konisch	20-34-722LL-1 konisch
	konisch 20-54-522				
Bein, 76cm	gerade 20-54-727	20-94-727	20-64-727	20-34-727SLZ-1 konisch	20-34-727LL-1 konisch
	konisch 20-54-527				
Bein, 86cm	gerade 20-54-728	20-94-728	20-64-728	20-34-728SLZ-1 konisch	20-34-728LL-1 konisch
	konisch 20-54-528				
Bein, 107cm	20-54-729	20-94-729	20-64-729	20-34-729SLZ-1 konisch	20-34-729LL-1 konisch

Doppelmanschetten



Patient, Größe	Stoffmanschetten	Silikonmanschetten	Silikon/Klettmanschetten	Einwegmanschette
	<ul style="list-style-type: none"> • Waschbar, wiederverwendbar • Fixierung mit Klettband • Blase- und Stoffhülle austauschbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoklavierbar bis 134°C • Fixierung mit Schnallenband • Einfach zu reinigen, schnell trocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoklavierbar bis 134°C • Fixierung mit Klettband • Einfach zu reinigen, schnell trocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • Einmalgebrauch, steril verpackt • Dünne, verschweißte Manschette • Vermindert Kontaminationsrisiko
Baby, 20cm	20-50-700		20-60-700	
Kind, 30cm	20-50-710	20-90-710	20-60-710	20-30-710SLZ-1
Arm, 35cm	20-50-711	20-90-711	20-60-711	
Arm, 46cm	20-50-712	20-90-712	20-60-712	20-30-712SLZ-1
Bein, 61cm	20-50-722	20-90-722	20-60-722	20-30-722SLZ-1
Bein, 76cm	20-50-727		20-60-727	
Bein, 86cm	20-50-728			
Bein, 107cm	20-50-729			

DRUCKMINDERER

... die neue Generation medizinischer Druckminderer



MediSelect 25 O₂D
Artikel Nr. M620006




MediSelect® Druckminderer

mit konstantem und stufenweise-einstellbarem Flow

- Gut ablesbares Homecare-Manometer
- Innovatives, selbst zentrierendes Handrad zur einfachen und genauen Einstellung des Flows
- 360° drehbares Manometer
- Für notfallmedizinische oder klinische Anwendungen

MediSelect Varianten

M620039	Mediselect 2 O ₂ D
M620006	Mediselect 25 O ₂ D
M620012	Mediselect 25 O ₂ D, DQC
M620041	Mediselect 25 O ₂ D, M12QC
M620132	Mediselect 6 O ₂ D, KR
M620043	Mediselect 25 O ₂ D, DQCKR
M620035	Mediselect 6 O ₂ D, KL
M620133	Mediselect 25 CO ₂



MediReg 100 O₂D - DQC
Artikel Nr. M620011



MediReg 16 O₂D - M
Artikel Nr. M620046

MediReg®

- Fest eingestellter Flow mit drehbarem Manometer
- Ergonomisches und modernes Design

MediReg Varianten

M620134	Medireg 4 O ₂ D
M620011	Medireg 100 O ₂ D, DQC
M620007	Medireg 100 Air D, DQC
M620049	Medireg 100 N ₂ O 3/4D, DQC

STATIONSGERÄTE

... Flowregler für die zentrale Gasversorgung



MediFlow Ultra®

360° drehbarer Flowausgang zum Anschließen von Befeuchter oder Nasenbrille / Maske mittels der mitgelieferten Schlauchtülle

- Exakte Flowabgabe durch integrierten Druckminderer
- Innovatives, selbst zentrierendes Handrad
- Mehr Sicherheit durch einen Konstantflow
- Flowanzeige von vorne und der Seite ablesbar

MediFlow Ultra Varianten

M620015	MFU P DIN Air, 25
M620020	MFU P DIN O ₂ , 2
M620030	MFU P DIN O ₂ , 6
M620016	MFU P DIN O ₂ , 25
M620083	MFU R DIN1,5 Air, 25
M620110	MFU R DIN1,5 O ₂ , 2
M620111	MFU R DIN1,5 O ₂ , 6
M620084	MFU R DIN1,5 O ₂ , 25
M620112	MFU R DIN1,5 Duo O ₂ , 2
M620085	MFU R DIN1,5 Duo O ₂ , 6
M620038	MFU R DIN1,5 Duo O ₂ , 25
M620113	MFU P DIN Duo O ₂ , 2
M620052	MFU P DIN Duo O ₂ , 6
M620031	MFU P DIN Duo O ₂ , 25
M620114	MFU P DIN Duo Air, 25
M620115	MFU R DIN1,5 Duo Air, 25



Medimeter®

- Kompakt und anwenderfreundlich
- geringes Gewicht
- Ergonomisches und modernes Design mit leicht zu reinigender Oberfläche

Medimeter P O₂ DIN 15
Artikel Nr. M620036

Medimeter Varianten

M620036	Medimeter P DIN 15 O ₂
M620037	Medimeter P DIN 15 Air
M620087	Medimeter R DIN1,5; 15 O ₂
M620088	Medimeter R DIN1,5; 15 Air
M620116	Medimeter P DIN 15 O ₂ Duo
M620117	Medimeter P DIN 15 Air Duo
M620118	Medimeter R DIN1,5; 15 O ₂ Duo
M620119	Medimeter R DIN1,5; 15 Air Duo

SCHLAUCHLEITUNGSSYSTEME

... Niederdruck-Schlauchsysteme für medizinische Gase



Hose O₂ DIN-NIST neutral 1,5m

- Abrieb- und verfärbungsfreier Schlauch
- Antistatisches Gewebe
- Farbneutral oder nach Farbcodierung ISO 32
- Vielzahl von länderspezifischen Anschlüssen
- O₂ DIN 120°-NIST, gerade und 1,5m lang

MediConnect Schlauchleitungen DIN

M620120	HOSE O ₂ BL 0,5M DIN120/M12x1
M620121	HOSE O ₂ BL 0,5M DIN120/NIST
M620122	HOSE O ₂ BL 0,5M DIN120/NIST90
M620123	HOSE O ₂ BL 0,5M M15x1/NIST90
M620124	HOSE O ₂ BL 1,5M DIN120/M12x1
M620125	HOSE O ₂ BL 1,5M DIN120/NIST
M620024	HOSE O ₂ BL 1,5M DIN120/NIST90
M620126	HOSE O ₂ BL 3M DIN120/DIN90
M620127	HOSE O ₂ BL 3M DIN120/M12x1
M620128	HOSE O ₂ BL 3M DIN120/NIST
M620026	HOSE O ₂ BL 3M DIN120/NIST90
M620129	HOSE O ₂ BL 5M DIN120/DIN90
M620130	HOSE O ₂ BL 5M DIN120/M12x1
M620017	HOSE O ₂ BL 5M DIN120/NIST
M620131	HOSE O ₂ BL 5M DIN120/NIST90



DIN Kombistecker
O₂/Air, 120°

Art.Nr. M620062



DIN Quick Connect
O₂, 3/8\"A

Art.Nr. M620063



NIST Stecker
O₂, 90°

Art.Nr. M620074



NIST Gehäuse
O₂

Art.Nr. M620098



Tülle 4-6 mm
Tannenbaum, 9/16\"I

Art.Nr. M620014



Tülle 6 mm
starr, 3/8\"I

Art.Nr. M620078



BEXAMED

Medizintechnik rettet Leben

Medizintechnik rettet Leben.

BEXAMED beliefert Sie mit hochwertiger Medizintechnik.
Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug aus unserem Produktsortiment.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.bexamed.de einsehen können. Für mögliche Irrtümer, Druckfehler und Farbabweichungen können wir keine Haftung übernehmen.

Beratung und Informationen erhalten Sie unter **0911/ 971198 0**.
Auf Wunsch vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin vor Ort.

Detaillierte Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Aktuelle Angebote und eine Vielzahl unserer Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter www.medizintechnik24.com.

BEXAMED GmbH
Salzstrasse 15-17
D - 90763 Fürth

Tel.: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 22
E-Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de
Shop: www.medizintechnik24.com



 **BEXAMED**
Medizintechnik rettet Leben