


TRECK+ Rettungsmesser

BEXAMED[®] GmbH Hochwertige Medizintechnik-Produkte für den professionellen Bereich



Treck+ Rettungsmesser


... Alles in Allem - schnell zur Hand

TRECK+

Kleider-/ Uniform Rettungsmesser ■■■

Art.-Nr. M300001 (orange)
Art.-Nr. M300002 (schwarz)

- sicher für Patient und Anwender. Keine Verletzungsgefahr!
- schnelleres Schneiden als mit Schere (keine Ermüdung der Hand)
- einfache und leichte Bedienung
- leichte (ca. 65g) und robuste Bauweise
- Teflonbeschichtete Klinge (patentiert und korrosionsbeständiges Material)
- herausragendes Preis-Leistungsverhältnis



Schneller & sicherer als jede Schere!

THE TRECK. When shears just don't cut it.™



Sicheres Ansetzen beim Initialschnitt durch Schutzumrandung und Kugel.




Mit kleinen Sägebewegungen wird das Material sicher und schnell durchtrennt.




Auch mehrere Lagen Stoff sind für den Treck+ kein Problem.

Das TRECK+ Rettungsmesser ist die bessere Alternative zu einer Rettungsschere. Das patentierte TRECK+ Rettungsmesser wurde speziell von Ersthelfern, Sanitätern und Feuerwehrleuten entwickelt und kann mehrere Bekleidungsschichten auf einmal durchtrennen. Damit können die Wunden nicht nur schneller, sondern auch einfacher und sicherer freigelegt werden.

Schnitt des Messers



Kurzer Weg: Vom Kragen des T-Shirts bis zum Ende des Ärmels des T-Shirts oder bis zum unteren Ende des T-Shirts. Oder vom Hosenumbund bis zum unteren Ende des Hosenbeins.



Langer Weg: Vom Kragen des T-Shirts bis zum Hosenumbund.



Einsatzgebiet

- Bekleidung, Uniformen, Neoprenanzüge, Schutzkleidung
- Sicherheitsgurt

→ **schneidet bis zu 3 Bekleidungsschichten auf einmal!**



Bestellinformationen:

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-------------------------------|
| Stck. | M300001 | Treck+ Rettungsmesser orange |
| Stck. | M300002 | Treck+ Rettungsmesser schwarz |

Ihr Handelspartner vor Ort:



BEXAMED GmbH
Bremer Straße 54 · D - 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911 / 97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911 / 97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellsannahme unter: **0911/97 11 98 - 0.**

*Abmessungen ohne Seitentaschen