


# OP-Tischabdeckung

BEXAMED<sup>®</sup> GmbH

Hochwertige medizintechnische Produkte  
für den professionellen Bereich



**Anti-Kontamination  
bis zu 3,5 l Absorption  
günstig und effizient  
strahlendurchlässig**

# HERZmed® OP-Tischabdeckung (Einweg) mit Flüssigkeits-Absorption



3,5 LITER ABSORPTION



260 G EIGENGEWICHT



ANTI-KONTAMINATION



EINWEGPRODUKT

## Hygienisch und sicher

Die HERZmed® OP-Tischabdeckung (Einweg) wird angewendet als Auflage für OP-Tische, Untersuchungsliegen und Patientenbetten. Durch die integrierte, leistungsstarke Saugzone (3 Schichten mit PE-Folien, Vlies und Flockenzellstoff) mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 3,5 Liter wird ungewollte Staunässe vermieden – zum Vorteil des Patienten und der Einrichtung.



## Vorteile der OP-Tischabdeckung

- hohe Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten bis zu 3,5 Liter
- flüssigkeitsundurchlässig
- Gewährleistung einer hygienischen Arbeitsumgebung
- Minimierung von sogenannten Kreuz-Infektionen für Patienten und Personal
- Kostensoptimierung durch stark reduzierten Aufwand bei der Reinigung und Wiederaufbereitung des Transportmittels oder des OP's
- vielseitig einsetzbar
- strahlendurchlässig

Zur Umbettung von Patienten gibt es ein spezielles HERZmed® Umbettlaken PROFI – Art.-Nr.: V100028

## Produktspezifikationen:



Haupttuch 240 x 110 cm  
Saugzone 200 x 65 cm



3 Schichten (PE-Folien,  
Vlies, Flockenzellstoff)



Tischabdeckung:  
260 g Eigengewicht



absorbiert bis  
zu 3,5 l



Grün-Weiss



nicht steril



einzel verpackt

## Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
VE*	V100038	HERZmed® OP-Tischabdeckung (Einweg)

\*VE (Verpackungseinheit) = 40 Stück (= Mindestabnahmemenge)



**Produktausblick: Umbettlaken PROFI**  
bis 180 kg Tragfähigkeit | Art.-Nr.: V100028



Ihr Handelspartner vor Ort:



Vertrieb durch:



**BEXAMED GmbH**  
Bremer Straße 54 – 90765 Fürth  
Tel.: +49 (0) 911/97 11 98 - 0  
Fax: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 22  
Mail: info@bexamed.de  
Web: www.bexamed.de



Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter [www.bexamed.de](http://www.bexamed.de).

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter [www.bexamed.de](http://www.bexamed.de) einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellsannahme unter: **0911/97 11 98 - 0**.