

Katheterköcher & Aufbewahrungsbox für medizinische Produkte „Maxi“

BEXAMED[®] GmbH Hochwertige medizintechnische Produkte
für den professionellen Bereich




Eigenschaften

- Kompakte Bauform
- flexible Befestigungsmöglichkeiten
- transparenter Deckel
- hygienische Aufbewahrung durch geschlossenes System
- flexible Höhenunterteilung
- Verplombung möglich
- MRT-tauglich
- individuell an Bedürfnisse des Kunden anpassbar

- Köcher zur sachgerechten Aufbewahrung von Kathetern
- Lagerung von medizinischen Produkten gemäß den Hygieneanforderungen der Sterilgutversorgung nach DIN 58953-8: 2010-05

Katheterkocher & Aufbewahrungsbox für medizinische Produkte „Maxi“ im Detail (Schnittmodell)



Die Katheterkocher & Aufbewahrungsbox der Firma Herzmed GmbH bieten einen optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen z.B. für die Sterilgut-Verpackung von Kathetern.
Schutz vor Staub, übermäßigem Lichteinfluss, Beschädigungen sowie mechanischen Einflussnahmen. Ein trockener, abgeschlossener und sauberer Innenraum, sowie glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung dank Pulverbeschichtung.

Technische Spezifikationen

GRÖÖE UND GEWICHT:
Größe: 100x120x700mm (BxTxH) zzgl. Anbauteile
Gewicht: ca. 2400g

MATERIAL:
Deckel: PETG (mit Glykol modifiziertes Polyethylenterephthalat)
Korpus und Einzelteile: Aluminium pulverbeschichtet
Konischer Clip: Kunststoff PA66

FARBGEBUNG:
Deckel: transparent
Korpus und Einzelteile: Standardpulverbeschichtung
Lichtgrau (RAL 7035)
RAL 7035
(andere Farben nach RAL auf Anfrage)

Bestellinformationen:

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
	Stück	311.217020	Katheterkocher und Aufbewahrungsbox für med. Produkte „Maxi“ komplett montiert

Lieferumfang:

Katheterkocher und Aufbewahrungsbox für med. Produkte „Maxi“ komplett montiert, bestehend aus:

- 1x Deckel
- 1x Normschienenhalterung
- 1x Abstandshalterung lang
- 1x Trennblech
- 2x Höhenteiler



Hersteller:
HERZmed
Alles auf einen Schlag!

Ersatzteile und Zubehör:

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
	Stück	311.227022	Trennblech
	Stück	311.227023	Höhenteiler Einlegeboden als Höhenunterteilung inklusive 2 konischen Clips
	Stück	311.227024	transparenter Deckel
	Stück	311.227025	Normschienenhalterung inklusive 2 konischen Clips
	Stück	311.227026	Abstandshalterung lang 55mm Wandabstützung für Normschienenhalterung, inklusive 2 konischen Clips

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
	Stück	311.227027	Abstandshalterung-kurz 30mm Wandabstützung für Normschienenhalterung inklusive 2 konischen Clips
	Stück	311.227028	Wandhalterung VESA 75 Bohrung, inklusive 4 konischen Clips und 4 Schrauben M5
	Stück	311.227029	konischer Clip
	Stück	029.0446	Universalklaue an Rohr bis Ø 40 & Geräteschiene (25x10mm) aus Aluminium eloxiert, verwendbar mit Wandhalterung

* je nach Halterungskonfiguration

Ihr Handelspartner vor Ort:



Vertrieb durch:

BEXAMED
Medizintechnik rettet Leben
BEXAMED GmbH
Bremer Straße 54 - 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/ 97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de



Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellungsannahme unter: **0911/97 11 98 - 0**.