

AIVIA AED-Schutzschranke

BEXAMED[®] GmbH Hochwertige Medizintechnik-Produkte für den professionellen Bereich



Defibrillation

... im Ernstfall zählt jede Sekunde

AIVIA AED-Schutzschränke

Die Firma Pyrescom stellt mit der AIVIA-Serie eine große Bandbreite an AED-Schutzkästen zur Verfügung, die an die spezifischen Geräteanforderungen und Umweltbedingungen optimal angepasst sind. Die Modellreihe umfasst Produkte, die für den Einsatz im Außen- und/oder im Innenbereich entwickelt wurden.

Automatische Externe Defibrillatoren (AED) haben inzwischen Einzug in unseren Alltag gefunden und sind einem breiten Publikum zugänglich. Die im öffentlichen Bereich bereitgestellten Public Access Defibrillators (PAD*) haben den Zweck, die Überlebensrate bei Herzstillstand durch schnelles, effektives Eingreifen zu verbessern.

Die AIVIA-Schutzschränke sind optimal an ihre Umgebung angepasst und umfassen ein großes Spektrum an technischen Funktionen, die ein schnelles und sicheres Reagieren in Notfallsituationen gewährleisten.

Mögliche Features der AIVIA-Produkte:

- Defibrillator zugänglich durch freie Öffnung, durch Eingabe eines Codes oder durch eine RFID-Chipkarte
- Für den Outdooreinsatz: Schrank mit Temperaturkontrolle u. Heizung
- Notarztruf über den Schutzkasten (RTC – analoge Telefonie, GSM – Mobiltelefonie, GPRS oder VoIP)
- Fernüberwachung des AED-Schranks per Internet (Ethernet, GPRS)
- Personenfoto bei Öffnung/Herausnahme des AED
- Möglichkeit der Geolokalisation (Landkartenlokalisierung)



Indoor-Einsatz:



Aivia S, AED-Schutzschrank (Innenschrank)

- freie Öffnung, von Siegeln geschützt
- Abdeckung: transparentes Polykarbonat (UV-geschützt)
- Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff



Aivia 100, AED-Schutzschrank (Innenschrank)

- freie Öffnung, von Siegeln geschützt
- Abdeckung: transparentes Polykarbonat (UV-geschützt)
- Korpus aus bruchsicherem ABS-Kunststoff
- mit Alarmsirene (95dB) zur Diebstahlsicherung

Optionen für AIVIA 100
• Ständer Bomavie (24V)

Outdoor-Einsatz:



Aivia 200, AED-Schutzschrank (Innen- oder Außenschrank)

- Alarmsirene (105dB) und Heizung
- freie Öffnung, von Siegeln geschützt
- Abdeckung: transparentes Polykarbonat (UV-geschützt)

Optionen für AIVIA 200 mit Sirene und Heizung
• Trafo 220V/24V
• Ständer Bomavie (24V)
• Ständer Bomavie mit Trafo 220V/24V

Erste Hilfe-Schritte zur Notfallwiederbelebung:

- Bewahren Sie Ruhe!
- Prüfen Sie, ob die betroffene Person noch ansprechbar ist!
- Rufen Sie den Notarzt und verständigen Hilfe!
- Bei Verfügbarkeit: Holen Sie sich einen AED (Laiendefibrillationsgerät mit Sprachaufforderungen oder optischem Support) und ggf. einen Pocket CPR.
- Kontrollieren Sie die Atmung des Patienten und befreien Sie ggf. die Atemwege!
- Starten Sie die Herzdruckmassage (30 x) gefolgt von Erste Hilfe-Beatungsmaßnahmen (2 x)! Dies ist der Reanimationszyklus bei Erwachsenen.
- Wiederholen Sie diesen Reanimationszyklus bis zum Eintreffen des Notarztes bzw. folgen Sie den Anweisungen ihres AED-Geräts.



AIVIA



Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stck.	M1850001	Pyrescom AIVIA S AED-Schutzschrank
Stck.	M1850003	Pyrescom AIVIA 100 AED-Schutzschrank mit Sirene
Stck.	M1850007	Pyrescom AIVIA S 200 AED-Schutzschrank mit Sirene u. Heizung

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich. Gerne beraten wir Sie umfassend!

Ihr Handelspartner vor Ort:



BEXAMED
Medizintechnik rettet Leben

BEXAMED GmbH
Bremer Straße 54 · D - 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911/97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellungsannahme unter: 0911/97 11 98 - 0.