


H100B Pulsoximeter

BEXAMED[®] GmbH Hochwertige Medizintechnik-Produkte für den professionellen Bereich



EDAN

Pulsoximetrie

... am Puls der Zeit

H100B Pulsoximeter

Art.-Nr. M159055

Das EDAN H100B Pulsoximeter ist ein ideales Universalinstrument zur Patientenüberwachung – einsetzbar für verschiedene Patientengruppen (Erwachsene und Kinder) und alle klinischen Bereiche, Rettungsdienste und Homecare.



Lieferumfang: H100B Handpulsoximeter, SpO₂-Sensor, Tragetasche mit Umhängegurt



- modernes Design
- Batteriestatusanzeige
- große, bedienfreundliche Navigationsstasten
- stabiles Gehäuse
- inkl. SpO₂-Sensor
- große Bildschirmanzeige

- einstellbare Alarmgrenzen
- Pitch-Ton (Pulston)
- visueller und akustischer Alarmton
- kompatibel mit Nellcor- u. BCI-Sensoren
- 10 Min. Kurztrend von SpO₂ und PR
- 300 Stunden Datenspeicher
- 100 Patienten ID's Klassifizierung
- Sicherheit: IEC 60601-1, EN 865, ISO 14971
- Maße: ca. 160 x 70 x 38 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 165 g (ohne Batterien)

Technische Spezifikationen

KLASSIFIZIERUNG

Schutztyp: Intern versorgtes Gerät
Elektromagn. Verträglichkeit: Klasse B
Schutzgrad: Typ BF
Betriebsart: Dauerbetrieb / Spotmessung

GRÖÖE UND GEWICHT

Größe: 160x70x37,6 mm (HxBxT)
Gewicht: 165 g (ohne Batterien)

UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Temperatur:
 Betrieb: 5° C ~ 40° C
 Lagerung: -20° C ~ 55° C

Luftfeuchtigkeit:

Arbeit: 25% ~ 80%
 Lagerung: 25% ~ 93,6%

DISPLAY

Displayart: 128x64 Pixel-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Datenaktualisierung: alle 2 Sekunden

ENERGIEVERSORGUNG

Batterien
Batterielaufzeit Dauerbetrieb:
 48 Stunden
 Standardkompatibel mit 4 x 1.5V AA Alkaline-Batterien
 Kompatibel mit 4 x 1.2V Ni-H Akku-Batterien

MESSBEREICH

SpO₂: 0% - 100%
Pulsfrequenz: 30 - 245 bpm

TOLERANZEN


Sättigung Erw. u. Kinder: 70 ~ 100% ± 2-stellig
Sättigung Babys: 70 ~ 100% ± 3-stellig

Bewegung: 70 ~ 100% ± 3-stellig
Pulsfrequenz Erw. u. Kinder: ± 3-stellig
Pulsfrequenz Babys: ± 3-stellig
Bewegungskondition: ± 5-stellig

AUFLÖSUNG

SpO₂: 1%
Puls: 1 bpm

SONSTIGES: Pitch-Ton, verschiedene Sprachen einstellbar



Werte für SpO₂ und Pulsfrequenz, sowie alle Trendgrafiken können 10 Minuten nach aktuellem Stand abgerufen werden.

EDAN

Bestellinformationen:

Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
Stck.	M159055	H100B Pulsoximeter
Stck.	M159035	Schutzhülle H100B, grau
Stck.	M159036	Schutzhülle H100B, blau
Stck.	M159037	Schutzhülle H100B, grün
Stck.	M159026	Universalhalterung für EDAN H100B, für Normschienen & Infusionsständer
Stck.	M159104	Ladestation für EDAN H100B inkl. Netzkabel, benötigt Artikel M159105
Stck.	M159105	NiMH-Akku für H100B

Ihr Handelspartner vor Ort:



BEXAMED GmbH
 Bremer Straße 54 · D - 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911/97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellungenannahme unter: 0911/97 11 98 - 0.