

Handschuhhalterungen ALU FLEX


BEXAMED[®] GmbH Hochwertige medizintechnische Produkte
für den professionellen Bereich



Eigenschaften

- Kompakte Bauform
- flexible Befestigungsmöglichkeiten
- hygienische Aufbewahrung
- Stege flexibel einstellbar für alle gängigen Handschuhboxen
- individuell an Bedürfnisse des Kunden anpassbar

Handschuhhalterung ALU FLEX im Detail



Unsere ALU FLEX Halterungen für Handschuhboxen aus edlem Aluminium wurden für drei, vier oder fünf Handschuhboxen entwickelt. Eine flexible Schienenführung ermöglicht eine variable Anpassung in der Breite und Tiefe. Zudem kann der Anwender die Halterungen ALU FLEX sowohl horizontal als auch vertikal einsetzen. Glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung dank Pulverbeschichtung.

Technische Spezifikationen

GRÖÖE UND GEWICHT:

- ALU FLEX 3 Größe:** 425 x 265 x 125 mm (HxBxT) **Gewicht:** ca. 1180g
Platz für 3 Standard-Handschuhboxen oder kleine Boxen (110 x 70 x 250 mm)
- ALU FLEX 4 Größe:** 550 x 265 x 125 mm (HxBxT) **Gewicht:** ca. 1400g
Platz für 4 Standard-Handschuhboxen oder kleine Boxen (110 x 70 x 250 mm)
- ALU FLEX 5 Größe:** 675 x 265 x 125 mm (HxBxT) **Gewicht:** ca. 1620g
Platz für 5 Standard-Handschuhboxen oder kleine Boxen (110 x 70 x 250 mm)

MATERIAL:

Aluminium pulverbeschichtet

FARBGEBUNG:

Lichtgrau (RAL 7035)

RAL
7035

(andere Farben nach RAL auf Anfrage)

In drei verschiedenen Größen:
Für 3, 4 oder 5 Handschuhboxen geeignet



Handschuhboxen dienen als Praxisbeispiel und gehören nicht zum Lieferumfang.

Bestellinformationen:

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Bezeichnung
	Stück	311.3103	Handschuhhalterung ALU FLEX 3
	Stück	311.3104	Handschuhhalterung ALU FLEX 4
	Stück	311.3105	Handschuhhalterung ALU FLEX 5

Ihr Handelspartner vor Ort:



Vertrieb durch:



BEXAMED GmbH
Bremer Straße 54 - 90765 Fürth
Tel.: +49 (0) 911/97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911/97 11 98 - 22
Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de



Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellaufnahme unter: **0911/97 11 98 - 0**.