

Notfallbehälternisse/ *Emergency bags*

BEXAMED® GmbH

Hochwertige medizintechnische Produkte
für den professionellen Bereich



Das Material macht den Unterschied WaterStop – für anspruchsvolle Einsätze


The material makes the difference WaterStop made for professionals

Wir freuen uns Ihnen unsere neue Produktlinie WaterStop vorstellen zu dürfen. Seit Jahren liefern wir ein sehr erfolgreiches Sortiment an Notfallbehältnissen. In erster Linie geht es uns nicht darum neue Modelle zu erfinden, sondern unser bestehendes Sortiment durch Innovation, hochwertigeres Hightechmaterial und Verarbeitungsprozesse zu verbessern. Unser Ziel ist es auf bestehende Anforderungen und Bedürfnisse von professionellen Anwendern einzugehen.

WaterStop Produkte sind für den anspruchsvollen Anwender konzipiert.

We are particularly pleased to present our new WaterStop® product line. Since many years BEXAMED has been supplying a tried and trusted collection of emergency medical bags. With our new WaterStop range our focus is on bringing the existing models to a new quality level by introducing innovative material and Superior workmanship to meet the challenges in the most demanding working environment.

WaterStop products are made for professionals.



Die Vorteile PU beschichteten Materials *Advantages of PU coated material*

Polyester-Gewebe wird zweifach mit hochwertiger PU Beschichtung überzogen.

Dies bringt zahlreiche Vorteile gegenüber der konventionellen PVC Beschichtung.

- deutlich geringeres Gewicht
- höhere Belastbarkeit im täglichen Einsatz
- bessere Temperaturbeständigkeit, insbesondere bei niedrigen Temperaturen bleibt das Material flexibel
- verbesserte Lebensdauer
- umweltfreundlicher als herkömmliches PVC Material

Our new polyester fabric is made of heavy-duty fibre with onesided PU (Polyurethane) coating. The inner side of the material is coated with two layers of PU and it has a number of advantages compared to the conventional PVC coating:

- *lighter weight but higher strength*
- *better temperature resistance, especially in low temperatures*
PU coating remains soft and flexible
- *higher durability*
- *more environmental friendly than PVC*



WaterStop Technologie mit TEFLON® *WaterStop technology with TEFLON®*

Polyester-Gewebe wird in einem aufwendigen Verfahren mit einer modernen TEFLON®-Beschichtung imprägniert, wodurch gewöhnliches Polyester zu einem einzigartigen Material veredelt wird.

Wasser und Öl kann so nicht in den Stoff eindringen und wird an der Oberfläche abgewiesen.

- besonderes wasserabweisendes Material
- leichtere Reinigung von herkömmlichen Verschmutzungen
- deutlich reduziertes Gewicht
- verbesserte Lebensdauer

The fabric surface undergoes a permanent TEFLON®-Shield impregnation which turns the fabric into a water- and dust-proof material:

- *water- and dust-proof*
- *easy cleaning and maintenance*
- *higher durability*

Mit Blick fürs Detail

A look for detail

Notfallbehälter stehen im Einsatz harten Herausforderungen gegenüber. Aus diesem Grund hat es sich Bexamed zur Aufgabe gemacht dem Anwender mit hochwertigen und robusten Materialien zur Seite zu stehen. Mit der neuen WaterStop-Serie, steht Ihnen nun ein noch widerstandsfähigeres Material zur Verfügung. Um Ihnen im Notfall einen schnellen und sicheren Zugang zu den Produkten zu ermöglichen haben Sie zudem noch folgende Benefits:

Emergency bags are facing tough challenges. For this reason, the task has been to provide you with the new WaterStop series with a still resistant material at your disposal. In order to provide you with fast and secure access to the products, you have the following advantages:

1

Neuartiges Reißverschlussssystem

New WaterStop® zips

Der Einsatz von wasserabweisenden Reißverschlüssen an allen offen liegenden Stellen bietet optimale Bedingungen zur Lagerung von feuchtigkeitsanfälligen Verbandsmaterial. Eine hohe Qualität sorgt für die lange Lebensdauer und das leichte Öffnen und Schließen.

The use of water-repellent zippers at all exposed areas provides optimal conditions for the storage of moisture-sensitive dressing material. High quality ensures long life and easy opening and closing.

2

Mit BEXAMED® Zippern alles im Griff

BEXAMED® extra strong pullers

In Extremsituationen muss jeder Handgriff sitzen. Unsere innovativen Bexamed® Zipper sind besonders stabil und optimal in der Führung. Durch die Gummierung und das Relief in BEXAMED-Herzform liegen die Zipper perfekt in der Hand und gewährleisten so einen schnellen Zugang zum Inhalt.

For medical professionals every move must be perfectly executed even under great pressure. Our new BEXAMED® zipper pullers are extra-ordinary strong and guarantee a smooth and safe handling.

3

Qualität bis ins kleinste Detail

Quality in finest details

Ein Highlight in unserer WaterStop-Linie sind die aufwendig eingenähten Reflexstreifen. Die neuen Reflexstreifen sind im Vergleich zu herkömmlichen offen angenähten Reflexstreifen deutlich besser geschützt und daher langlebiger. Weiter haben wir alle Schnallen und beanspruchte Ösen durch robustere Versionen ersetzt.

A highlight in our WaterStop line are the elaborately sewn reflective strips. The new reflective strips are much better protected compared to conventional open-sewn reflective strips and are therefore more durable. Furthermore we have replaced all buckles and stressed eyelets by robust versions.

4

4

Bei uns bleiben Sie immer individuell

Individual solutions tailored to your needs

Nicht nur ein bedruckbarer und wechselbarer Reflexstreifen auf der Front bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit ein eigenes Logo, welches mittels Klettverschluss schnell gewechselt werden kann, an jeden Rucksack anzubringen.

Not only a printable and replaceable reflective strip on the front offers you numerous possibilities to fulfill your individual wishes. In addition, you have the possibility to offer your own logo, which can be changed quickly by means of Velcro fastener, to every backpack.



Modultaschen

Modular bags

Unsere Modultaschen sind in verschiedenen Farben und aus strapazierfähigen Polyester-Nylon- oder Planen-Material erhältlich. Alle Modelle besitzen ein PVC-Sichtfenster.

Our modular bags are available in different colors and are made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin. All models have a PVC Window.

Modultasche 100

Modular bag 100 ■■■■

Art.-Nr. N190124 (blau/blue, Plane/tarpaulin)
N190127 (blau/blue, Nylon)
N190128 (rot/red, Nylon)
N190131 (grün/green, Nylon)
N190130 (orange, Nylon)
N190129 (gelb/yellow, Nylon)

- mit stabilem Haltegriff
- auch als SET erhältlich (Polyester-Nylon)
- können per Klettsystem auf der Unterseite fixiert werden

Maße: ca. 20 × 10 × 9 cm

Gewicht: ca. 60 g Leergewicht (Nylon-Version)

- with a stable grip
- also available as SET (polyester-nylon)
- can be fixed with velcro system on base

Outside dimensions: approx. 20 × 10 × 9 cm

Weight empty: approx. 60 g (nylon version)



Modultasche 200

Modular bag 200 ■■

Art.-Nr. N190126 (blau/blue, Nylon)
N190122 (grün/green, Plane/tarpaulin)

- mit stabilem Haltegriff

Maße: ca. 22 × 20 × 10 cm

Gewicht: ca. 80 g Leergewicht (Nylon-Version)

- with stable grip

Outside dimensions: approx. 22 × 20 × 10 cm

Weight empty: approx. 80 g (nylon version)



Modultasche 300

Modular bag 300 ■■

Art.-Nr. N190123 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N190125 (grün/green, Nylon)

- können per Klettsystem auf der Unterseite fixiert werden

Maße: ca. 32 × 20 × 2 cm

Gewicht: ca. 80 g Leergewicht (Nylon Version)

- can be fixed with velcro system on base

Outside dimensions: approx. 32 × 20 × 2 cm

Weight empty: approx. 80 g (nylon version)



WaterStop Notfallbehälter

Waterstop emergency bags

WaterStop Notfallrucksack PROFI RED

WaterStop emergency backpack PROFI RED ■

Art.-Nr. N180012 (rot/red, Plane/tarpaulin)

N180009 (rot/red, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- praktische Außentaschen,
- inklusive 4 Modultaschen mit durchsichtiger Klarsichtfolie
- O2-Flaschen-Befestigung

Maße: ca. 65 × 42 × 23 cm

Gewicht: ca. 3,5 kg Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- inclusive 4 modular bags with clear transparent film
- O2-bottle mounting

Outside dimensions: approx. 65 × 42 × 23 cm

Weight empty: approx. 3.5 kg (nylon version)



WaterStop Notfallrucksack PRO

WaterStop emergency backpack PRO ■ ■ ■ ■

Art.-Nr. N180005 (rot/red, Plane/tarpaulin)

N180002 (rot/red, Nylon)

N180006 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

N180003 (blau/blue, Nylon)

N180004 (schwarz/black, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- 2 Seiten- und Fronttaschen (untere Tasche passend für AED)
- inklusive 5 Modultaschen mit durchsichtiger Klarsichtfolie

Maße: ca. 46 × 25 × 20 cm

Gewicht: ca. 2,43 kg Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- inclusive 5 modular bags with clear transparent film
- 2 side- and frontbags (lower suitable for AED)

Outside dimensions: approx. 46 × 25 × 20 cm

Weight empty: approx. 2.43 kg (nylon version)



WaterStop Notfallrucksack SMALL RED

WaterStop emergency backpack SMALL RED ■

Art.-Nr. N180001 (rot/red, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenahte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- praktische Außentasche,
- inklusive 3 Modultaschen mit durchsichtiger Klarsichtfolie

Maße: ca. 43 × 35 × 15 cm

Gewicht: ca. 0,8 kg Leergewicht

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- inclusive 3 modular bags with clear transparent film

Outside dimensions: approx. 43 × 35 × 15 cm

Weight empty: approx. 0.8 kg



WaterStop Notfalltasche FREE

WaterStop Emergency bag FREE ■ ■ ■ ■

Art.-Nr. N180014 (rot/red, Nylon)

N180015 (blau/blue, Nylon)

N180016 (schwarz/black, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenahte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit gepolsteter, 3-teiliger Inneneinteilung (herausnehmbar), Vorderfach, 2 Seitenfächer

Maße: ca. 44 × 30 × 18 cm

Gewicht: ca. 0,8 kg Leergewicht

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- partition: 1 main compartment with padded, 3-piece interior divider (removable) front bag, 2 sidebags

Outside dimensions: approx. 44 × 30 × 18 cm

Weight empty: approx. 0.8 kg



WaterStop Notfalltasche MULTI

WaterStop Emergency bag MULTI ■ ■ ■

Art.-Nr. N180017 (rot/red, Nylon)

N180018 (blau/blue, Nylon)

N180019 (schwarz/black, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit fester Inneneinteilung, 2 Seitenfächer

 Maße: ca. 45 × 24 × 20 cm

 Gewicht: ca. 0,8 kg Leergewicht

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- partition: 1 main compartment with fixed interior divider, 2 sidebags

 Outside dimensions: approx. 45 × 24 × 20 cm

 Weight empty: approx. 0.8 kg



WaterStop Notfalltasche ULTRA

WaterStop Emergency bag ULTRA ■ ■ ■

Art.-Nr. N180023 (rot/red, Plane/tarpaulin)

N180020 (rot/red, Nylon)

N180021 (blau/blue, Nylon)

N180022 (schwarz/black, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- Aufbau: Hauptfach mit fester Inneneinteilung, Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z.B. für Guedeltuben) Vorderfach, 2 Seitenfächer

 Maße: ca. 44 × 34 × 30 cm

 Gewicht: ca. 1,40 kg Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection
- partition: 1 main compartment with fixed interior divider with several elastic straps (for example oropharyngeal airway)

 Outside dimensions: approx. 44 × 34 × 30 cm

 Weight empty: approx. 1.40 kg (nylon version)



WaterStop Ampullarium PRO RED

WaterStop ampule kit PRO RED ■

Art.-Nr. N180031 (rot/red, Plane/tarpaulin)

N180034 (rot/red, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz

📏 Maße: ca. 29 × 24 × 8,5 cm

⚖️ Gewicht: ca. 650 g Leergewicht (Planen-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents
- sewn-in reflective strips with edge protection

📏 Outside dimensions: approx. 29 × 24 × 8,5 cm

⚖️ Weight empty: approx. 650 g (tarpaulin version)



WaterStop Ampullarium LIGHT

WaterStop ampule kit LIGHT ■ ■ ■

Art.-Nr. N180028 (rot/red, Plane/tarpaulin)

N180030 (schwarz/black, Plane/tarpaulin)

N180025 (rot/red, Nylon)

N180026 (blau/blue, Nylon)

- Teflon® SHIELD+ Material mit Abperl-Effekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes

📏 Maße: ca. 13 × 18 × 6 cm

⚖️ Gewicht: ca. 200 g Leergewicht (Nylon-Version)

- Teflon® SHIELD+ material with roll-off effect, water repellent, stain-resistant
- special, robust zippers for use in rainy environments
- gray lining for good visibility of the contents

📏 Outside dimensions: approx. 13 × 18 × 6 cm

⚖️ Weight empty: approx. 200 g (nylon version)



Notfallbehälternisse

Emergency bags

Sauerstoff-Tragetasche BLUE PLANE

Oxygen bag BLUE PLANE ■

Art.-Nr. N190086 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

- aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Planenmaterial
- gelbe Reflexstreifen
- Klarsichtfenster (Klett-Abdeckung)
- komfortabler Tragegurt
- O₂-Flasche bis zu 2 l fixierbar

■ Maße: ca. 55 × 22 × 22 cm

■ Gewicht: ca. 1,4 kg Leergewicht

- made of durable, waterrepellent tarpaulins
- yellow reflective stripes
- clear window (velcro cover)
- comfortable carrying strap
- O₂ bottle can be fixed up to 2 l

■ Outside dimensions: approx. 55 × 22 × 22 cm

■ Weight empty: approx. 1.4 kg



O₂-Tragetasche BLACK

Oxygen bag BACK ■

Art.-Nr. M660013 (schwarz/black, Nylon)

- aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyester-Nylon-Material
- komfortabler Tragegurt
- O₂-Flasche bis zu 2 l fixierbar

■ Maße: ca. 48 × 22 × 11 cm

■ Gewicht: ca. 1,4 kg Leergewicht

- made of durable, waterrepellent polyester-nylon-material
- with shoulder and back straps
- O₂ bottle can be fixed up to 2 l

■ Outside dimensions: approx. 48 × 22 × 11 cm

■ Weight empty: approx. 1.4 kg



Notfalltasche FLEX RED PLANE

Emergency bag FLEX RED PLANE ■

Art.-Nr. N180035 (rot/red, Plane/tarpaulin)

- Aufteilung: 1 Hauptfach mit aufklappbarem Innenleben, drei Fächer die per Reißverschluss verschlossen werden können, vielen elastischen Bändern (für z. B. Guedeltuben), eine Modultasche (ideal für mobiles Verbandsmaterial),
- reißfestes Planenmaterial für sicheren Schutz vor Wasser
- graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
- optional mit Haken zur Wandbefestigung, siehe unten

■ Außenmaße: ca. 28 × 32 × 18 cm

■ Gewicht leer: ca. 1,3 kg

- partition: 1 main compartment with fold-away innerlife, three compartments which can be closed by a zip fastener, several elastic straps (for example, oropharyngeal airway), a modular bag (ideal for mobile dressingmaterial)
- tear-resistant tarpaulin for safe water protection
- gray lining for good visibility of the contents
- optionally with hooks for wall mounting, see below

■ Outside dimensions: approx. 28 × 32 × 18 cm

■ Weight empty: approx. 1.3 kg



Wandhalterung

Wall mount

Art.-Nr. N180044

- zur Wandbefestigung der Notfalltasche FLEX
- for wall mounting the emergency bag FLEX



Organisation

Organization

Fahrtenbuch A5 Organisator DIN 2 PLANE

Log book  

Art.-Nr. N180043 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N180042 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

- bewährtes Planenmaterial
- flexible Einteilung
- passend für DIN A5 Dokumente
- mit praktischen Hefter

 Außenmaße: ca. 28 × 5 × 22 cm
 Gewicht: ca. 430 g

- proven tarpaulins
- flexible classification
- suitable for DIN A5 documents
- with practical stapler

 Outside dimensions: approx. 28 × 5 × 22 cm
 Weight: approx. 430 g



Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE

Log book  

Art.-Nr. N180041 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N180040 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

- bewährtes Planenmaterial
- flexible Einteilung
- passend für DIN A5 Dokumente

 Außenmaße: ca. 28 × 5 × 22 cm
 Gewicht: ca. 430 g

- proven tarpaulins
- flexible classification
- suitable for DIN A5 documents

 Outside dimensions: approx. 28 × 5 × 22 cm
 Weight: approx. 430 g



MULTI Einsatz-Organizer A4 PLANE

Organizer A4 PLANE

Art.-Nr. N180038 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N180037 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

- auffällige, weiße Reflexstreifen
- bewährtes Planenmaterial
- flexible Einteilung
- Triage-Farbeinteilung

 Außenmaße: ca. 28 × 6 × 37 cm

 Gewicht: ca. 850 g

- remarkable white reflective strips
- proven tarpaulins
- flexible classification
- triage color division

 Outside dimensions: approx. 28 × 6 × 37 cm

 Weight: approx. 850 g



Notfallbehälter Yellow Serie

Emergency bags YELLOW series

PREMIUM Notfallrucksack

X1 YELLOW PLANE

PREMIUM emergency backpack

X1 YELLOW PLANE

Art.-Nr. N190189 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N190171 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

- bewährtes Planenmaterial
- Notfalltaschen-Rucksackkombination
- inklusive 7 Innentaschen mit Sichtfenster
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- O2-Flaschen-Befestigung


 Maße: ca. 52 × 30 × 25 cm

 Gewicht: ca. 4.6 kg

- made of durable material - polyester-nylon or tarpaulin
- incl. 6 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- O2-bottle mounting

 Outside dimensions: approx. 65 × 42 × 23 cm

 Weight empty: approx. 4.6 kg



Notfallrucksack PROFI

Emergency backpack PROFI ■ ■ ■

Art.-Nr. N190115 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N190117 (blau/blue, Plane/tarpaulin)
N190114 (rot/red, Nylon)

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder Plane
- praktische Außentaschen
- 4 Modultaschen mit Klarsichtfolie
- Eingenahte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- O2-Flaschen-Befestigung

■ Maße: ca. 65 × 42 × 23 cm

■ Gewicht: ca. 3,9 kg Leergewicht (Nylon-Version) / 4.6 kg (Planen-Version)

- made of durable material - polyester-nylon or tarpaulin
- incl. 6 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- O2-bottle mounting

■ Outside dimensions: approx. 65 × 42 × 23 cm

■ Weight empty: approx. 3.9 kg (nylon version) / 4.6 kg (tarpaulin version)



Notfallrucksack YELLOW LARGE

Emergency backpack YELLOW LARGE ■ ■ ■ ■

Art.-Nr. N190134 (rot/red, Plane/tarpaulin)
N190132 (rot/red, Nylon)
N190244 (blau/blue, Plane/tarpaulin)
N190243 (blau/blue, Nylon)
N190133 (schwarz/black, Nylon)

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder Plane
- praktische Außentaschen
- 5 farbkodierte Modultaschen mit Klarsichtfolie
- Eingenahte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- frei einteilbarer Innenraum

■ Maße: ca. 36 × 47 × 26 cm

■ Gewicht: ca. 2 kg Leergewicht (Nylon-Version) / 3 kg (Planen-Version)

- made of durable material - polyester-nylon or tarpaulin
- 5 color-coded modular pockets with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- freely indivisible interior

■ Outside dimensions: approx. 36 × 47 × 26 cm

■ Weight empty: approx. 2 kg (nylon version) / 3 kg (tarpaulin-version)



Notfalltasche YELLOW LARGE

Emergency bag YELLOW LARGE 

Art.-Nr. N190137 (rot/red, Plane/tarpaulin) N190242 (blau/blue, Nylon)
 N190135 (rot/red, Nylon) N190136 (schwarz/black, Nylon)
 N190241 (blau/blue, Plane/tarpaulin)

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder Plane
- praktische Außentaschen
- Klarsichtfach
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- dreigeteilter Innenraum
- 📏 Maße: ca. 52 × 32 × 32 cm
- 📊 Gewicht: ca. 1,6 kg Leergewicht (Nylon-Version) / 2,7 kg (Planen-Version)
- made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin
- with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- three-section interior
- 📏 Outside dimensions: approx. 52 × 32 × 32 cm
- 📊 Weight empty: approx. 1.6 kg (nylon version) / 2.7 kg (tarpaulin version)



Notfalltasche YELLOW MEDIUM

Emergency bag YELLOW MEDIUM 

Art.-Nr. N190139 (rot/red, Plane/tarpaulin) N190239 (blau/blue, Plane/tarpaulin)
 N190138 (rot/red, Nylon) N190240 (blau/blue, Nylon)

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder Plane
- praktische Außentaschen
- Klarsichtfach
- Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
- dreigeteilter Innenraum
- 📏 Maße: ca. 43 × 25 × 27 cm
- 📊 Gewicht: ca. 1 kg Leergewicht (Nylon-Version) / 2 kg (Planen-Version)
- made of durable material – polyester-nylon or tarpaulin
- with transparent viewing window
- sewn-in reflective strips with edge protection
- three-section interior
- 📏 Outside dimensions: approx. 43 × 25 × 27 cm
- 📊 Weight empty: approx. 1 kg (nylon version) / 2 kg (tarpaulin version)



Notfalltasche YELLOW SMALL

emergency bag YELLOW SMALL 

Art.-Nr. N190140 (rot/red, Nylon) N190203 (blau/blue, Nylon)

- aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon
- praktische Außentaschen
- Klarsichtfach
- 📏 Außenmaße: ca. 37 × 21 × 27 cm
- 📊 Gewicht: ca. 700 g, Volumen: ca. 12 L
- made of durable material polyester-nylon
- practical outer pockets
- with transparent viewing window
- 📏 Outside dimensions: approx. 37 × 21 × 27 cm
- 📊 Weight: approx. 700 g, volume: approx. 12 L



Bestellinformationen

Ordering information

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N180043	Fahrtenbuch A5 Organisator DIN 2 PLANE RED
	Stück	N180042	Fahrtenbuch A5 Organisator DIN 2 PLANE BLUE
	Stück	N180041	Fahrtenbuch A5 Organisator DIN PLANE RED
	Stück	N180040	Fahrtenbuch A5 Organisator DIN PLANE BLUE
	Stück	N180038	MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE RED
	Stück	N180037	MULTI EinsatzOrganizer A4 PLANE BLUE


Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N190137	Notfalltasche YELLOW LARGE RED PLANE
	Stück	N190135	Notfalltasche YELLOW LARGE RED
	Stück	N190241	Notfalltasche YELLOW LARGE BLUE PLANE
	Stück	N190242	Notfalltasche YELLOW LARGE BLUE
	Stück	N190136	Notfalltasche YELLOW LARGE BLACK
	Stück	N190139	Notfalltasche YELLOW MEDIUM RED PLANE
	Stück	N190138	Notfalltasche YELLOW MEDIUM RED
	Stück	N190239	Notfalltasche YELLOW MEDIUM BLUE PLANE
	Stück	N190240	Notfalltasche YELLOW MEDIUM BLUE

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N190189	PREMIUM Notfallrucksack X1 YELLOW PLANE RED
	Stück	N190171	PREMIUM Notfallrucksack X1 YELLOW PLANE BLUE
	Stück	N190115	Notfallrucksack PROFI RED PLANE
	Stück	N190117	Notfallrucksack PROFI BLUE PLANE
	Stück	N190114	Notfallrucksack PROFI RED
	Stück	N190134	Notfallrucksack YELLOW LARGE RED PLANE
	Stück	N190132	Notfallrucksack YELLOW LARGE RED
	Stück	N190244	Notfallrucksack YELLOW LARGE BLUE PLANE
	Stück	N190243	Notfallrucksack YELLOW LARGE BLUE
	Stück	N190133	Notfallrucksack YELLOW LARGE BLACK

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N180035	Notfalltasche FLEX RED PLANE
	Stück	N180044	Wandhaken für N180035

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N190140	Notfalltasche YELLOW SMALL RED
	Stück	N190203	Notfalltasche YELLOW SMALL BLUE

Bestellinformationen/ Ordering information

Abbildung	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N180012	WaterStop Notfallrucksack PROFI RED Plane
	Stück	N180009	WaterStop Notfallrucksack PROFI RED
	Stück	N180005	WaterStop Notfallrucksack PRO RED Plane
	Stück	N180002	WaterStop Notfallrucksack PRO RED
	Stück	N180006	WaterStop Notfallrucksack PRO BLUE Plane
	Stück	N180003	WaterStop Notfallrucksack PRO BLUE
	Stück	N180004	WaterStop Notfallrucksack PRO BLACK
	Stück	N180001	WaterStop Notfallrucksack SMALL RED

Abbildung	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N180031	WaterStop Ampullarium PRO RED Plane
	Stück	N180034	WaterStop Ampullarium PRO RED
	Stück	N180028	WaterStop Ampullarium LIGHT RED PLANE
	Stück	N180030	WaterStop Ampullarium LIGHT BLACK PLANE
	Stück	N180025	WaterStop Ampullarium LIGHT RED
	Stück	N180026	WaterStop Ampullarium LIGHT BLUE

Abbildung	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N180014	WaterStop Notfalltasche FREE RED
	Stück	N180015	WaterStop Notfalltasche FREE BLUE
	Stück	N180016	WaterStop Notfalltasche FREE BLACK
	Stück	N180017	WaterStop Notfalltasche MULTI RED
	Stück	N180018	WaterStop Notfalltasche MULTI BLUE
	Stück	N180019	WaterStop Notfalltasche MULTI BLACK
	Stück	N180023	WaterStop Notfalltasche ULTRA RED Plane
	Stück	N180020	WaterStop Notfalltasche ULTRA RED
	Stück	N180021	WaterStop Notfalltasche ULTRA BLUE
	Stück	N180021	WaterStop Notfalltasche ULTRA BLACK

Abbildung	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	N190086	Sauerstoff-Tragetasche BLUE PLANE
	Stück	M660013	O2 - Transporttasche MOBIL schwarz

PF_BEX_N18N19_NF-Behaeltnisse_1710

Ihr Handelspartner vor Ort:

Vertrieb durch:
 **BEXAMED®**
 Medizintechnik rettet Leben
BEXAMED GmbH
 Bremer Straße 54 – 90765 Fürth
 Tel.: +49 (0) 911 / 97 11 98 - 0
 Fax: +49 (0) 911 / 97 11 98 - 22
 Mail: info@bexamed.de
 Web: www.bexamed.de



Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.bexamed.de.

Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.bexamed.de einsehen können.

Beratung, Informationen und Bestellungsannahme unter: **0911/97 11 98 – 0.**